

Deutsch:

Gebrauchsanweisung – Bitte sorgfältig lesen

IHDENT® Relation D

Relation D ist ein elastomeres Bissregistrierungsmaterial auf Silikonbasis, additionsvernetzend, mit extrem hoher Shore-Härte (nur messbar nach Shore D).

Die Besonderheit bei Relation D ist die optische Reflektionsaktivität und eignet sich speziell für die puderfreie optische 3D-Registrierung und Datenerfassung im CAD/CAM/CIM-Bereich.

Wesentliche Bestandteile

Polyvinylsiloxan

Eigenschaften des Materials

Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarekeit aufgrund der sehr hohen Endhärte aus.

Durch die Thixotropie ist ein einfaches Applizieren möglich. Die gute Standfestigkeit verhindert ein Einfliessen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregister sind dauerhaft dimensionsstabil.

Anwendungsgebiete

Spritzbares Material für die Bissregistrierung; auch verwendbar in Schlussbissstellung.

Anwendung

1. Kartusche in Mischpistole einlegen.
2. Kartuschenverschluss entfernen und entsorgen.
Den Verschluss **nicht** wieder verwenden.
3. Relation D so lange aussprellen (jedoch ohne Verwendung der Mischkanüle), bis aus beiden Kammern gleichmässig Material fließt.
4. Mischkanüle auf die Kartusche aufsetzen und benötigte Menge Relation D aussprellen. **Achtung:** Nur Mischkanülen gleicher Farbe wie Verschlusskappe der Kartusche oder türkisfarbene Mischkanülen verwenden!
5. Gefüllte Mischkanüle nach Gebrauch auf der Kartusche belassen.
6. Vor der nächsten Anwendung Mischkanüle entfernen und die Austrittsöffnung der Kartusche auf Verstopfung kontrollieren.
7. Neue Mischkanüle aufdrehen und wie beschrieben verfahren.

Verarbeitungszeit: mind. 30 Sekunden

Verweildauer im Mund: mind. 30 Sekunden

Gesamtabbindezeit: mind. 60 Sekunden

Alle Angaben bezogen auf 23 °C, ca. 50 % relative Feuchte.

Physikalische Eigenschaften

Härte nach Shore D: ca. 45

Lineare Massänderung: ca. 0.1 %

Desinfektion

Bissregister können z.B. in 2 % saurer Glutardialdehyd-Lösung desinfiziert werden.

Nebenwirkungen

keine bekannt

Gegenanzeigen

keine bekannt

Wechselwirkungen

keine bekannt

Warnhinweise

Vor der Registrierung angewendete Lösungen (z.B. Mundspülösungen) können die Abbindereaktion des Registriermaterials stören und müssen durch gründliches Sprühen und Trocknen entfernt werden. Keine Rückstände des Registriermaterials in der Mundhöhle belassen. Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden, da das Material durch chemische Reinigung nicht entfernt werden kann.

Von Kindern fernhalten.

Nur zur Verwendung durch den Zahnarzt bestimmt.

Lagerung / Haltbarkeit

Bei 5 - 27 °C lagern. Haltbarkeit und Verfalldatum siehe Etikett oder Barcode auf der Verpackung. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Packungsgrößen

2 Kartuschen à 50 ml und 12 Mischkanülen, türkis **REF 7780**

Zubehör

Sicherheitsmischpistole (1:1)

24 Mischkanülen, türkis

REF 7746

REF 7749

Zeichenerklärungen

	Gebrauchsanweisung lesen
	Verfalldatum
	Chargennummer
	Trocken lagern
	Gut verschlossen halten
	Temperatur von 5 °C bis 27 °C
	Hersteller



9999-7780-03

Letzte Überarbeitung 2015-08



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Vertrieb

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19
D-85386 Eching/München
Tel. +49 (0)89 319 761-0
Fax +49 (0)89 319 761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

IHDENT® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

English:

Instructions for use – Please read carefully

IHDENT®

Relation D

Relation D is an elastomere bite registration material with a silicon base, addition curing, with extremely high Shore hardness (only measurable according to Shore D).

The special feature in Relation D is its optical reflection activity; it is particularly suitable for powder-free optical 3D registration and data acquisition in CAD/CAM/CIM areas of application.

Constituents

Polyvinyl siloxane

Characteristics of the material

The material is characterized by its good millability due to the very high final hardness.

Simple application is possible due to the thixotropy. The good stability prevents flowing into the interdental spaces and allows a simple removal from the mouth. The produced bite registers are permanently dimension stable.

Therapeutic indications

Injectable material for the bite registration; also usable in closed bite position.

Use

1. Insert cartridge in the mixing gun.
2. Remove cartridge seal and dispose of. Do **not** reuse the seal.
3. Press out Relation D until (however without the mixing cannula), material flows equally from both chamber.
4. Attach mixing cannula to cartridge and press out required amount of Relation D. **Note:** Only use mixing cannulas of the same color as the seal of the cartridge or turquoise colored mixing cannulas!
5. Leave filled mixing cannula on the cartridge after use.
6. Prior to the next use remove mixing cannula and check the discharge opening of the cartridge for blockage.
7. Attach new mixing cannula and proceed as described.

Processing time: at least 30 seconds

Retention time in mouth: at least 30 seconds

Total setting time: at least 60 seconds

All information based on 23 °C (73.4 °F), approx. 50 % relative humidity.

Physical characteristics

Hardness according to Shore D: approx. 45
linear size alteration: approx. 0.1 %

Disinfection

Bite registers can for example be disinfected in 2 % acidic glutardialdehyde solution.

Side effects

None known

Contraindications

None known

Interactions

None known

Warning

Solutions used prior to the registration (i.e. mouth washes) can disturb the setting reaction of the registration material and must be removed with thorough spraying and drying.

Do not leave any residues from the registration material in the oral cavity. Avoid contact with clothing since the material can not be removed through chemical cleaning.

Keep out of reach of children. Only to be used by the dentist.

Storage / Shelf life

Store at 5 - 27 °C. See label or barcode on the package for shelf life and expiration date. Do not use after expiration date.

Package sizes

2 cartridges à 50 ml and 12 mixing cannulas, turquoise **REF 7780**

Accessories

Safety mixing gun (1:1)
24 mixing cannulas, turquoise

REF 7746

REF 7749

Legends



Read instructions



Expiration date



LOT Charge number



Keep in a dry place



Store tightly closed keep



Temperature range from 5 °C to 27 °C



Manufacturer

CE

9999-7780-03

Revision issued 2015-08



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Distribution by

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19
D-85386 Eching/München
Tel. +49 (0)89 319 761-0
Fax +49 (0)89 319 761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

IHDENT® is a registered trademark.

Français :

Notice d'utilisation – A lire attentivement

IHDENT®

Relation D

Relation D est un matériau élastomère pour l'enregistrement de l'occlusion. Ce matériau à base de silicon e réticulant par addition se distingue par une dureté Shore très élevée (mesurée en Shore D). La particularité du Relation D est l'activité de réflexion optique et convient spécialement à l'enregistrement 3D optique et à la saisie de données dans le domaine CAD/CAM/CIM.

Composants principaux

Siloxane de polyvinyle

Propriétés du matériau

Le matériau peut être facilement usiné à la fraise en raison de sa dureté finale élevée. Sa thixotropie permet une application simple. La bonne tenue initiale empêche le matériau de fuser dans les espaces interproximaux et facilite ainsi la désinsertion. Les enregistrements réalisés ont une stabilité dimensionnelle durable.

Indications

Matériau applicable à la seringue pour l'enregistrement de l'occlusion, utilisable également en occlusion d'intercuspidation maximale.

Utilisation

1. Placer la cartouche dans le pistolet mélangeur.
2. Enlever et jeter le bouchon de la cartouche. **Ne jamais** remettre ce bouchon.
3. Sans utiliser l'embout mélangeur, presser jusqu'à obtenir le même débit du matériau à la sortie des deux orifices.
4. Placer l'embout mélangeur sur la cartouche et faire sortir par pression la quantité de matériau nécessaire.
- Attention:** Veiller à n'utiliser que des embouts mélangeurs ayant la même couleur que le bouchon de la cartouche ou des embouts de couleur turquoise !
5. Après utilisation, laisser l'embout mélangeur sur la cartouche.
6. Avant l'utilisation suivante, enlever l'embout mélangeur usagé et contrôler si les orifices d'évacuation ne sont pas bouchés.
7. Mettre un nouvel embout mélangeur et procéder comme expliqué précédemment.

Temps de manipulation: au moins 30 secondes

Temps dans la bouche: au moins 30 secondes

Durée totale de prise: au moins 60 secondes

Toutes les données se rapportent à une température de 23 °C et à un niveau d'humidité relative d'environ 50 %.

Propriétés physiques

Dureté selon Shore D: 45 env.

Variation dimensionnelle linéaire: 0.1 % env.

Désinfection

Les plaques d'enregistrement d'occlusion peuvent être désinfectées dans une solution de glutaraldéhyde à 2 %.

Effets secondaires

Aucun connu

Contre-indications

Aucune connue

Interactions

Aucune connue

Avertissements

Certaines solutions utilisées avant l'emploi du matériau d'enregistrement (bains de bouche p. ex.) peuvent perturber la réaction de prise et doivent donc être éliminées par un rinçage méticuleux au spray suivi d'un séchage. Ne pas laisser de résidus du matériau d'enregistrement dans la cavité buccale.

Eviter le contact avec les vêtements, car le matériau ne peut pas être éliminé par nettoyage chimique.

Maintenir hors de la portée des enfants. L'utilisation de ce produit est réservée exclusivement aux dentistes.

Conditions de stockage / Durée de conservation

Conserver à 5 - 27 °C. La date de péremption et la durée de conservation sont indiquées sur le code-barres ou sur l'emballage. Ne pas utiliser après expiration de la date de péremption.

Conditionnement

2 cartouches de 50 ml et 12 embouts mélangeurs, turquoise
REF 7780

Accessoires

Pistolet mélangeur (1:1)
24 embouts mélangeurs, turquoise
REF 7746
REF 7749

Explication des symboles

	Lire la notice avant toute utilisation
	Date de péremption
	Numéro de lot
	Endroit sec
	Tiennent bien fermé
	Plage de température de 5 °C à 27 °C
	Fabricant



9999-7780-03

Dernière date de modification 2015-08



Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Distribution

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
D-85386 Eching/München
Tel. +49 (0)89 319 761-0
Fax +49 (0)89 319 761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

IHDENT® est une marque déposée.

Italiano:

Istruzioni d'uso – La preghiamo di leggere attentamente

IHDENT[®] Relation D

Relation D è un materiale elastomero di registrazione del morso su base di silicone, con articolazione reticolata additiva, con un'estrema durezza Shore (misurabile esclusivamente secondo Shore D).

La peculiarità di Relation D è rappresentata dall'attività di riflessione ottica e dalla sua idoneità in particolare alla registrazione 3D ottica senza polveri e al rilevamento dei dati in ambiente CAD/CAM/CIM.

Componenti essenziali

Silossano polivinilico

Caratteristiche del materiale

Il materiale è caratterizzato dalla sua buona fresabilità basata sulla sua alta durezza finale. Con la tissotropia è possibile una semplice applicazione. La buona resistenza evita la penetrazione all'interno degli spazi interdentali, permettendo dunque una facile estrazione dalla bocca. Le registrazioni del morso eseguite sono costantemente stabili nelle loro dimensioni.

Ambiti di applicazione

Materiale spruzzabile per la registrazione del morso; anche utilizzabile nella posizione del morso finale.

Applicazione

1. Inserire la cartuccia all'interno della pistola di miscela.
2. Eliminare la chiusura della cartuccia, smaltendola.
Non utilizzare nuovamente la chiusura.
3. Spremere Relation D (anche se senza utilizzare le cannule di miscela), finché da entrambe le camere esce materiale in modo regolare.
4. Mettere le cannule di miscela sulla cartuccia e spremere la quantità richiesta di Relation D. **Attenzione:** Utilizzare esclusivamente cannule di miscela dello stesso colore come la cappa di chiusura della cartuccia oppure cannule di miscela di colorazione turchese!
5. Lasciare le cannule riempite sulla cartuccia dopo l'uso.
6. Prima della prossima applicazione levare le cannule di miscela e controllare l'apertura di fuoriuscita della cartuccia per verificare eventuali intasamenti.
7. Aprire la nuova cannula di miscela con un movimento di rotazione e procedere come riportato nella descrizione.

Tempo di lavorazione: almeno 30 secondi

Intervallo di permanenza in bocca: almeno 30 secondi

Tempo di presa totale: almeno 60 secondi

Tutte le indicazioni si riferiscono a 23 °C e a ca. 50 % di umidità relativa.

Caratteristiche fisiche

Durezza secondo Shore D: ca. 45

Modificazione lineare della massa: ca. 0.1 %

Disinfezione

Le registrazioni dei morsi possono essere ad es. disinettante in una soluzione acida di glutaraldeidi del 2 %.

Effetti collaterali

Nessun effetto noto

Controindicazioni

Nessuna controindicazione nota

Effetti reciproci

Nessun effetto reciproco noto

Avvertenze

Le soluzioni utilizzate prima della registrazione (ad es. soluzioni di risciacquo per la bocca) possono disturbare la reazione di collegamento del materiale di registrazione e devono essere eliminate spruzzando e asciugando a fondo. Non lasciare nessun residuo del materiale di registrazione all'interno della cavità orale.

Evitare il contatto con i vestiti visto che il materiale non è eliminabile con pulitura a secco.

Tenere a dovuta distanza dai bambini.

Prodotto destinato esclusivamente all'uso ad opera del dentista.

Conservazione / Scadenza

Conservare a 5 - 27 °C. Conservazione e data di scadenza sull'etichetta o sul codice a barra sul pacchetto. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Dimensioni dell'imballaggio

2 cartucce da 50 ml e 12 cannule da miscela, turchese

REF 7780

Accessori

Pistola di miscelazione (1:1)

REF 7746

24 cannule da miscela, turchese

REF 7749

Spiegazioni dei simboli



Leggere le istruzioni d'uso



Data di scadenza



Numero carica



Conservare in luogo asciutto



Tenere il recipiente ben chiuso



Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 27 °C



Produttore



9999-7780-03

Ultima revisione 2015-08



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11

CH-8737 Gommiswald/SG

Tel. +41 (0)55 293 23 23

Fax +41 (0)55 293 23 00

contact@implant.com

www.implant.com

Ufficio vendite

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19

D-85386 Eching/München

Tel. +49 (0)89 319 761-0

Fax +49 (0)89 319 761-33

info@ihde-dental.de

www.ihde-dental.de

IHDENT[®] è un marchio registrato.

Español:

Instrucciones de uso – Por favor léalas atentamente

IHDENT® Relation D

Relation D es un material de registro oclusal elastómero realizado con silicona de adición, de una dureza shore extremadamente alta (solo se puede medir según Shore D).

La particularidad de Relation D es su actividad óptica de reflexión; además, se adapta especialmente para el registro óptico 3D sin polvo y para la obtención de datos en el ámbito CAD/CAM/CIM.

Componentes principales

Siloxano polivinílico

Características del material

El material se caracteriza por su gran fresabilidad obtenida gracias a su alta dureza final. Se puede aplicar fácilmente gracias a la tixotropía. Su buena estabilidad evita que se introduzca en los espacios interdentales y posibilita la fácil retirada de la boca. Las dimensiones de los registros de mordida obtenidos permanecen estables.

Área de aplicación

Material inyectable para registros de mordida; también para oclusión final.

Aplicación

1. Introducir el cartucho en la pistola mezcladora.
2. Retirar la tapa del cartucho y eliminarla. La tapa **no** se debe volver a usar.
3. Exprimir la Relation D (pero sin usar la cánula mezcladora), hasta que salga de ambas cámaras el material homogéneamente.
4. Colocar la cánula mezcladora sobre el cartucho y exprimir la cantidad necesaria de la Relation D. **Atención:** Utilizar solamente cánulas mezcladoras con el mismo color que la tapa el cartucho o cánulas mezcladoras color turquesa!
5. Después de usar dejar las cánulas llenas sobre el cartucho.
6. Antes de la siguiente aplicación extraer la cánula mezcladora y controlar que los orificios de salida del cartucho no estén obturados.
7. Desenroscar una nueva cánula y proceder como se ha descrito.

Tiempo de trabajo: como mín. 30 seg.

Tiempo de permanencia en la boca: como mín. 30 seg.

Tiempo de fraguado total: como mín. 60 seg.

Todos los datos se refieren a 23 °C, aprox 50 % humedad relativa.

Propiedades físicas

Dureza según Shore D: aprox. 45

Deformación lineal: aprox. 0.1 %

Desinfección

Los registros de mordida pueden ser desinfectados p.ej. en una solución de 2 % de dialdehido glutárico.

Efectos secundarios

Ninguno conocido

Contraindicaciones

Ninguno conocido

Interacciones

Ninguna conocida

Avisos de seguridad

Las soluciones aplicadas antes del registro (p.ej. enjuagues bucales) pueden afectar a la reacción de fraguado y deben ser retirados a conciencia con aspersor o secado. No dejar ningún residuo del material de registro en la cavidad bucal. Evitar el contacto con la ropa, pues no se puede extraer el material por limpieza química.

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso odontológico.

Caducidad / Almacenamiento

Conservar a 5 - 27 °C. Durabilidad y fecha de caducidad en la etiqueta o en el código de barras del embalaje. No debe usarse más allá de la fecha de caducidad.

Tamaños de paquete

2 cartuchos a 50 ml y 12 cánulas mezcladoras, turquesa

REF 7780

Accesorios

Pistola de mezcla (1:1)

REF 7746

24 cánulas mezcladoras, turquesa

REF 7749

Leyenda

Lea las instrucciones de uso

Fecha de caducidad

Número de código

Mantener correctamente cerrado

Almacenar en un lugar seco bien cerrado

Temperatura de 5 °C hasta 27 °C

Fabricante



9999-7780-03

Última revisión 2015-08



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Distribución

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19
D-85386 Eching/München
Tel. +49 (0)89 319 761-0
Fax +49 (0)89 319 761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

IHDE® es una marca registrada.

Русский:

Инструкция по применению – Прочтите внимательно

IHDENT®

Relation D

Relation D эластомерный материал для регистрации прикуса на основе силикона, полимеризующийся в результате реакции присоединения, с очень высокой твердостью по Шору (только по Шору).

Характерной особенностью Relation D является возможность оптического отражения. В особенности это подходит для беспорошковой оптической 3D регистрации и получения данных в областях применения CAD/CAM/CIM.

Состав

Поливинилсиликсан

Свойства материала

Материал легко обрабатывается благодаря высокой твердости конечной полимеризации. Благодаря тиксотропности возможно простое нанесение. Хорошая стабильность предотвращает затекание материала в межзубное пространство и позволяет легко вывести оттиск из полости рта после полимеризации. Полученные оттиски остаются прочными долгое время.

Области применения

Материал для регистрации прикуса, набираемый в шприц; также применим для конечной позиции прикуса.

Способ применения

1. Вставьте картридж в пистолет для смешивания.
2. Удалите и утилизируйте заглушку для картриджа.
Заглушку больше **не** использовать.
3. Выдавливайте Relation D (без использования смешивающей канюли) пока из обеих камер одновременно не начнет поступать материала.
4. Установите на картридж смешивающую канюлю и выдавите необходимое количество Relation D. **Внимание:** используйте смешивающие канюли только того же цвета, что и заглушка для картриджа или смешивающие канюли бирюзового цвета!
5. После применения заполненную смешивающую канюлю не снимайте.
6. Перед следующим использованием смешивающую канюлю снимите и проверьте, не засорились ли выходы из камер картриджа.
7. Навинтите новую смешивающую канюлю и произведите описанные ранее действия.

Время работы: минимум 30 сек.

Время полимеризации во рту: минимум 30 сек.

общее время отверждения: минимум 60 сек.

Все манипуляции проводить при температуре 23 °C и относительной влажности ок. 50 %.

Физические свойства

Твердость по Шору D: ок. 45
Изменение линейных размеров: ок. 0.1 %

Дезинфекция

Дезинфекция оттисков проводится напр. в 2 % м растворе глутарового альдегида.

Побочные эффекты

Не выявлено

Противопоказания

Не выявлено

Взаимодействие с лекарственными средствами

Не выявлено

Предостережение

Используемые перед процедурой снятия оттисков растворы (напр. жидкости для полоскания рта), могут помешать полимеризации материала, и должны удаляться тщательным

промыванием и высушиванием. Все остатки материала для регистрации прикуса должны быть тщательно удалены из полости рта. Избегайте попадания материала на одежду, так как материал не поддается удалению с помощью химической чистки.

Хранить в недоступном для детей месте.

Препарат предназначен только для применения в стоматологической практике.

Хранение / Срок годности

Хранить при 5 - 27 °C. Срок хранения и срок годности см. этикетку или штрих-код на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Форма выпуска

2 картриджа по 50 мл и 12 смешивающих канюль, бирюзовый
REF 7780

Принадлежности

Пистолет-диспенсер (1:1)
24 смешивающих канюль, бирюзовый
REF 7746
REF 7749

Условные обозначения

	Необходимо читать инструкцию
	Срок годности
	Номер серии
	Хранить в сухом месте
	Хранить плотно закрытым
	Температура от 5 °C до 27 °C
	Производитель



9999-7780-03

Пересмотр проведен 2015-08



Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Дистрибутор

ООО ВанвейБиомед
BY 220123, Беларусь, г. Минск
Ул. Кропоткина 84
+375 29 997 99 99
info@swissbiomed.ru

IHIDENT® является зарегистрированным торговым знаком.

中文:

使用说明 - 请仔细阅读

IHIDENT®

Relation D

Relation D是一种由硅树脂制成的、有弹性的咬合记录材料，材料中添加了交联剂，具有相当高的肖氏-硬度（只可按照Shore D标准测量）。

3D关联中的特殊性在于它的光学反射活动，尤其适合于无粉尘状态下的3D光学记录，以及在CAD/CAM/CIM应用领域里的数据采集。

主要成分

聚乙烯基硅氧烷

材料特性

由于具有很高的端面硬度，此材料的铣磨性能良好。同时此材料的触变性又使其使用方便。此外，它还具有良好的抗变形性能，可防止其在牙齿间流动，简便了口腔取模的操作。另外由这种材料所产生的咬合记录的尺寸持久稳定。

应用范围

此材料可通过注射的方式用来记录咬合，同时也可用于最终咬合调整。

使用

1. 将药筒装入混合喷枪。
2. 取掉药筒的密封盖并擦净喷口，密封盖不可再次使用。
3. 将 Relation D 压出（先不要使用混合导管），一直压到两边流出的材料量相等为止。
4. 将混合导管套在药筒上，并压出所需剂量的 Relation D。注意：只能使用和药筒的密封盖的颜色相同的混合导管或绿松石色的混合导管！
5. 使用后不要将装满材料的混合导管从药筒上取下。
6. 在下次使用前，先取掉混合导管 然后检查药筒的出料口是否有阻塞。
7. 之后戴上新的混合导管，即可像上面所述的一样开始使用了。

操作时间： 至少30秒。

在口腔中的停留时间： 至少30秒。

总处理时间： 至少60秒。

所有论述均在温度为23 °C，相对湿度为大约50 %的条件下得出。

物理特性

按肖氏D标准测定的硬度： 约45
共设置时间： 约0.1 %

杀菌消毒

可采用诸如酸性的2 %戊二醛溶液对咬合记录模型进行消毒。

副作用

未知

禁忌

未知

相互作用

未知

警示

在记录前使用的各种溶剂（如：口腔清洗剂等）可能会干扰记录材料的固化反应，因此必须先用喷洗或排干的方法将这些化学物质清除。

不要在口腔中留下记录材料的残渣。

由于此材料无法用化学方法清洗，因此请避免此材料接触到衣物。

避免儿童接触。使用本产品必须得到牙科医师的准许。

贮藏/产品耐久性

仓储温度 5 - 27 °C。产品耐久性及有效期见标签或包装上的条形码处。 超过产品有效期后不得使用。

包装规格

2药筒装 每支50 ml 及12支混合导管，绿松石

REF 7780

附属品

安全混合枪(1:1)

REF 7746

24支混合导管，绿松石

REF 7749

记号描述



9999-7780-03

修订版 2015-08



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

分销商

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19
D-85386 Eching/München
Tel. +49 (0)89 319 761-0
Fax +49 (0)89 319 761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

IHDENT® 是注册商标。